



RCR MEDICAL
WHEN SECONDS COUNT

**Global Cardiac
Services**

X8TTM



t o u r n i q u e t

EFICAZ. SEGURO. FÁCIL. PESO LIGERO. PERFIL BAJO.

1 Tecnología MEDTM

El dial de máxima eficiencia pendiente de patenteTM le proporciona el dial de molinete más rápido y simplificado del mercado. Autoblocante, perfil bajo, ajustabilidad extrema para uso de solo

habilidades motoras gruesas.



2 anillo en D

X8T le permite apretar rápidamente la correa y está desarrollado para un uso sencillo con una sola mano. funcionamiento del torniquete.

3 Hebilla de liberación rápida

X8T le permite envolver rápidamente el torniquete alrededor de una extremidad atrapada o para que los profesionales médicos lo liberen rápidamente.



Torniquete

X8T
CAT


Ancho ≥ 4 cm	3,73 cm	3,96 cm
*Ancho Efectivo ≥ 4 cm	3,73 cm	2,54 cm
*Longitud ≥ 110 cm	106,68 cm	96,01 cm
Peso empaquetado	0,128 grs	0,074 grs
Tamaño cúbico ≤ 75 cm	62,87 cm	71,58 cm
Tiempo necesario para apretar	10.6 segundos	26,4 segundos
Oclusión del Vaso (visual)	✓	✓
Oclusión del Vaso (Presión)	Bueno	Bueno
Aplicación usando solamente el puño	✓	✗
Retroalimentación táctil	✓	✗
Adaptabilidad incremental	✓	✗
Ajuste de tensión de precisión audible	✓	✗
Autoenganche	✓	✗
Fácil de usar con poca luz	✓	✗
Fácil de usar con guantes	✓	✗
Anti-deslizante	✓	✗
Cumple todas las especificaciones militares	✓	✗
A prueba de fallos	✓	✗

*especificaciones militares

